



## SALIN S2

### Apparatens användning samt fördelar

- Salin S2-apparatens huvudsakliga användningssyfte är att hjälpa/bota olika luftvägssjukdomar (t.ex. astma, snuva, bihåleinflammation, laryngit, bronkit, inflammation i bronkialväggarna samt omgivande strukturer, ämnesomsättningssjukdomar, förstärka immunsystemet ...).
- Salin S2 är en apparat som rekommenderas för personer med alla typer av andningsproblem. Filtret i apparaten är utrustad med natriumjodid och användningen motsvarar en vistelse i saltrum eller saltgruva.
- Apparaten har också visat sig vara mycket effektiv för personer som inte har några andningsproblem men söker efter lättare eller bekvämare sömn, minskad snarkning och förbättrat immunsystem.
- Apparaten minskar även lukten av tobak och andra obehagliga lukter i rummet.
- **Luften från apparaten orsakar inte oxidation!**

### Bruksanvisning

1. *Avlägsna skyddsplasterna från apparaten.*
2. *Transformatorn som med i paketet ska anslutas till apparaten.*
3. *Installera apparaten på en stabil yta på ca. 1 m höjd och på minst 0,5 m avstånd från användaren.*
4. *Apparaten startar automatiskt när du ansluter transformatorn till ett eluttag.*
5. *Vid behov kan apparatens blåseffekt justeras via transformatorn i eluttaget. Obs! Apparaten bör inte användas på minimieffekt. **Ställ in blåseffekten på minst medelhastighet** för att uppnå bästa resultat.*
6. *Stäng av apparaten genom att avlägsna transformatorn från eluttaget.*

- Apparaten ska installeras i det rum/det ställe där man vistas.
- För att uppnå bästa resultat under den första månaden rekommenderas det att använda apparaten minst 8 timmar om dagen, till exempel på natten. Därefter kan användningen av apparaten minskas enligt behov.
- Placera apparaten i rummet på en sådan plats där den kan blåsa så optimalt som möjligt mot mitten av rummet.
- Täck inte över apparaten, placera den inte bakom en gardin eller vid växter/blommor som kan hindra luften från att cirkulera fritt från apparaten till rummet.
- Om möjligt så starta apparaten cirka 2 timmar innan vistelse i rummet.
- Apparaten rekommenderas inte för användning i ett rum med hög ångnivå (t.ex. bastu), damm eller liknande eftersom det kommer att förkorta filtrets livslängd och skada apparaten
- I början av användningen kan det uppstå hosta eller så kan befintlig hosta tillfälligt öka. Det är normalt men individuellt och minskar när man vänjer sig. Det är möjligt att ingen hosta uppstår.

### Garanti och teknisk information

- Apparaten har 24 månaders garanti. Garantin täcker inte defekter orsakade av användaren, skador i apparatens yttre hölje eller skador orsakade av felaktig användning av apparaten (t.ex. felaktig användning av transformatorn).
- Apparaten drivs med 6-12v DC 10W, ljudeffekt ca. 50 dB.
- Salin S2-apparatens kraft räcker för ett rum på max. 16 m<sup>2</sup> / ca. 40 m<sup>3</sup> och filterbytesintervall är 4-6 månader beroende på användning.
- Den rekommenderade användningstiden för apparaten är 8-10 h/dag, då är filterbytesintervall ungefär 4-6 månader (t.ex. 8 h/dag = bytesintervall ca. 6 månader, användningstid 9 h/dag = bytesintervall ca. 5 månader, användningstid 10 h/dag = bytesintervall ca. 4 månader). Obs! Apparatens blåseffekt påverkar inte filterbytesintervall.
- Filterbytet sker genom att avlägsna fästelementen och öppna apparatens botten och dra filtret ur apparaten. Byt ut filtret, placera bottendelen tillbaka på plats och lägg till fästelementen som kom med det nya filtret.
- **Installationsriktningen för filtret (pilen indikerar luftens blåsriktning), tillverkningsserie (LOT: xxx) och sista användningsdatum (år/ månad) är markerade separat på varje filter.**
- Lagring från -10 till +40 grader, relativ luftfuktighet max. 70.
- Om apparaten inte används på över en månad rekommenderas det att ta bort filtret och sätta det t.ex. i Minigrippåsen som kommit med filtret.