

# KYLMÄ. KOMPRESSIO. TOIPUMINEN.



CryoPush by K-Active®

## CryoPush K-Active® - Uuden sukupolven dynaaminen kylmäterapiajärjestelmä

Kylmän ja kompression käytön merkitys kipua ja turvotusta vastaan yliuormituksen, vamman tai leikkauksen jälkeen on hyvin tiedossa: kylmä vie energiaa kärsivältä alueelta elimistössä tulehduksen vähentämiseksi. Lisäksi kylmä rajoittaa väliaikaisesti verisuonia, mikä vähentää verenkiertoa ja tulehdus heikkenee.

Kompressio auttaa vähentämään turvotusta ja siten lisäämään liikkuvuutta ja varmistamaan lihasten hallittavuuden. Lisäksi turvotuksen aiheuttama kipu vähenee.

Tämä laite mahdollistaa kylmän ja kompression samanaikaisen käytön optimaalisesti.

## Mikä on CryoPush by K-Active®?

- CryoPush koostuu jäädyttimestä ja manseteista. Molemmat osat on kytketty toisiinsa letkun kautta.
- Jäädytyn on täynnä -yleensä kylmää - vettä. Tarvittaessa voidaan lisätä myös jääkuutioita tai jääpakkauksia lämpötilan alentamiseksi edelleen.
- Veden lämpötilaa voidaan siten säätää yksilöllisesti.
- Käytön aikana vesi pumpataan letkun läpi mansetin kautta kehon vastaavan alueen jäädyttämiseksi.
- Samalla mansetti puristaa kehon osaa.
- Mansetit voidaan kiinnittää nilkkaan, polveen, lonkkaan ja olkapäähän.

## Mitkä ovat K-Activen® CryoPushin edut verrattuna tavanomaiseen hoitoon jääpakkauksella ja painesiteellä?

- CryoPush-mansetit sulkevat täysin vaurioituneen kehon osan.
- Tavanomainen jääpakkaus voi harvoin sulkea tai peittää kyseisen alueen riittävästi.
- Veden lämpötila voidaan säädellä käyttötarkoitukseen sopivaksi.
- CryoPush ei tarjoa staattista, vaan dynaamista kompressiota. Kompression syke kuljettaa nesteitä pois kehon alueelta yleisesti ja immuuninestejärjestelmän kautta entistä tehokkaammin.
- Kompression vahvuutta voidaan säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan.
- Cryopush antaa potilaillesi paljon ammattimaisemman ja laadukkaamman vaikutelman kuin sellainen, johon on kiinnitetty side/jääpussi.

Jotta jokainen kehon osa voidaan hoitaa optimaalisesti kylmällä ja kompressiolla, jokaiselle alueelle on sopiva mansetti. Nilkan, polven, lonkan tai olkapään optimaalinen hoito on nyt mahdollista. Lisäksi K-Activen® CryoPush on nopeasti käyttövalmis: käytä sitä hoitolaitoksessa ja klinikalla tai jopa kotona. CryoPush on valmis aina tarvittaessa.

Yksilöllisten tarpeidesi täyttämiseksi voit valita yhdeksästä eri ohjelmasta. Hoidon voit valita kolmella painetasolla (matala, keskitaso ja korkea).

### Vinkki: Vuokraa CryoPush potilaillesi:

- Varmista optimaalinen hoito potilaallesi myös kotona.
- Optimoit hoitotulos ja siten potilaan tyytyväisyys ja luo lisätuloja itsellesi!

### Tuotetiedot:

- Painetaso: 60 mmHg - 120 mmHg
- Lämpötila-alue: 0° C - 25° C
- Jäähdyttimen tilavuus: 3, 6 litraa

### Käyttö:

- Täytä jäähdyttimen osasto vedellä (esim. jäähdytetty tai lisäksi jääkuutioilla).
- Levitä haluttu mansetti kehon hoitoa tarvitsevaan osaan.
- Liitä jäähdytin mansettiin letkulla.
- Liitä jäähdyttimen virtalähde pistorasiaan.
- Aloita hoito halutulla ohjelmalla.

### CryoPush -paketti sisältää :

- Jäähdytin
- 4 mansettia (nilkka, polvi, lonkka, olkapää)
- Liitäntäletku
- Virtalähdeyksikkö
- Kantolaukku
- Käyttöohje