



MultiEquipment. Ref F-337

Käyttöohjeet

F-337 Ultraäänilaite

Varoitus

Älä yritä avata, tai tarkastaa laitteen tarvikkeita tai sen sisäisiä osia. Jos laitteen tarkastus on pakollinen, pyydämme ottamaan yhteyden jakelijaan tai asianmukaisen koulutuksen saaneeseen korjaajaan.

Älä ikinä käytä laitetta kosteissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa (kylpyhuone, saunatila jne.) välttääksesi vahingon syntymisen laitteen sähkökomponenteille.

Älä käytä laitetta ulkona, sillä altistuminen tietyille sääolosuhteille voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle.

Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, pyydämme ottamaan yhteyden asianmukaisen koulutuksen saaneeseen ammattilaiseen tai jakelijaan.

EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:

1. Vaatimukset läpäisty pienjännitedirektiivistä: 2006/95/EY
2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

Kierrätys



Tuotteita, jotka on merkitty tällä merkillä, ei ole tarkoitettu kierrätettäväksi normaalina sekajätteenä Euroopan maissa. Varmistaaksesi jätteen oikeanlaisen käsittelyn, kierrätä se paikallisten lakien vaatimin tavoin. Tämä pykälä auttaa säästämään luonnonvaroja ja parantaa luonnonsuojelun standardeja, koskien sähköjätteen käsittelyä.

Tervetuloa!

Kiitos paljon tuotteemme valitsemisesta. Pyydämme lukemaan käyttöohjeet tarkkaan ennen laitteen käyttöä. Voit myös pyytää ammattilaiselta opastusta laitteen oikeaoppisessa käytössä. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista, jotka johtuvat laitteen vääräoppisesta käytöstä.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa laitteiden yksityiskohtia ilman eri huomautusta. Jos löydätte virheitä näistä ohjeista, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla, jotta voimme korjata ne.



MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE

MYYJÄ
Verkkokauppa Esthetique Hoitolasi - 24/7 -
Email myynti@hoitolasi.fi
GSM +358451792031 FI
www.hoitolasi.fi

Etupaneeli



Käyttöohjeet

1. Liitä virtajohto laitteeseen.
2. Kytke liittimet laitteen takaosassa.
3. Paina "POWER" -painiketta.

Ennen hoitoa

1. Puhdista hoitoalue käyttäen ihollesi tarkoitettuja hoitoaineita.
2. Poista ylijäänyt hoitoaine höyryttämällä hoitoaluetta 10 minuutin ajan.
3. Puhdista hoitoalue uudelleen poistaaksesi loput epäpuhtaudet, jotta ultraäänilaitte ei työnnä likaa takaisin ihosi sisään.
4. Säilytä koko hoitoalue sopivalla kasvovedellä.
5. Kasvoveden pyyhittyäsi ihosi tulee olemaan täydellisen puhdas ja optimaalisesti suojattu.
6. Levitä välittäjägeeliä hoitoalueella.

Hoidon aloitus

1. Valitse haluamasi:
 - hoitopää painamalla "SELECT" -painiketta
 - aaltotyyppi painamalla "STATE" -painiketta
 - teho painamalla "ENERGY" -painiketta
 - hoidon pituus painamalla "TIMER" -painiketta

Voit vaihtaa edeltäneitä arvoja myös hoidon aikana.

2. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi.
3. Hiero hoitoaluetta hoitopäällä käyttäen pieniä kehämäisiä liikkeitä. Hoidon kesto riippuu hoitoalueen koosta. Standardin (täydellisen) kasvoalueen hoidon tulisi sisältää 10-15 minuuttia jatkuvaa hierontaa.

Huomioitavaa

Välittäjägeelin tulisi antaa olla vähintään 15 minuuttia hoitoalueella ennen hoidon aloittamista.

Yleisesti alempia tehoja käytetään kasvoalueen hoitoihin ja korkeampia tehoja vartalohoitoihin.

Mikäli hoitoalue on pieni tai herkkä käytä silmälle tarkoitettua hoitopäätä ja varmista, että teho on 5-7 pykälää (pykälät näkyvät "ENERGY" tekstin alla LCD-näytössä). Hoitoaikaa voidaan vähentää 8-10 minuuttiin.

Standardi hoitokuuri kestää noin 10 hoitokertaa. Jokaisen hoitopäivän välissä tulisi pitää vähintään 1 välipäivä. Jos kasvohoitoja suoritetaan samaan aikaan tulisi pitää 7 välipäivää hoitokertojen välissä.

Varoitukset

Ei suositella käytettäväksi kuivalle iholle.

Ei suositella käytettäväksi raskaana olevan naisen vatsan seudulle.

Ei suositella henkilöille joilla on sydäntahdistin (tällä tarkoitetaan kaikkia laitteita, jotka millään tapaa säätävät sydämen toimintaa)

Ei suositella henkilöille, joilla on sydänsairaus, tai sydämen vajaatoimintaa.

Varmista aina laitteen käytön yhteydessä, että alueella, johon hoito kohdistuu on tarpeeksi kosteusvoidetta tai seerumia.

Ultraäänihoito sopii kaikille ihotyypeille. Hoitoaika ja laitteen asetukset voidaan säätää sopimaan jokaiselle ihotyypille. Jos omaat herkän ihon suosittelomme vähentämään hoitoajan 3-5 minuuttiin ja varmistamaan, että teho-asetukset ovat alimmilla tasoilla hoidon alkaessa.

UKK

Jos laite menee päälle, mutta hoitopäät eivät tunnu toimivan, kokeile seuraavaa:

Laita pisara vettä hoitopäähän

Käynnistä laite ja lisää tehoa hitaasti.

Jos vesi alkaa liikkua ja haihtua, on laite toimintakunnossa. Jos vesi pysyy paikallaan laitteessa on mahdollisesti vikaa.

Laite ja hoitopäät toimivat, mutta hoidettava ei tunne vaikutusta.

Varmista, että hoitoalueella on tarpeeksi välittäjägeeliä.

Kunnossapito

Hoitopäät tulee puhdistaa aina käytön jälkeen käyttäen puhdasta, kädenlämpöistä vettä ja pehmeää riepua. Puhdistuksen jälkeen hoitopäät tulee desinfioida sopivalla desinfiointiaineella. Hoitopäät tulee säilyttää niille tarkoitetuissa telineissä. Puhdista hoitopäät aina ennen hoitoa.

Älä ikinä upota hoitopäitä mihinkään nesteeseen!