

## B-Equipment

**High frequency instrument used to increase blood circulation, stimulate glandular activity, remove bacteria and ease the penetration of cosmetic products.**

Radiotaajuuslaite, jota käytetään verenkierron tehostamiseen, kudostoiminnan parantamiseen, bakteerien poistamiseen ja kosmeettisten tuotteiden imeytymisen parantamiseen.

*Appareil à haute fréquence utilisé pour accélérer la circulation sanguine, stimuler l'activité glandulaire, éliminer les bactéries et faciliter la pénétration d'actifs.*

*Das Hochfrequenzgerät, mit 4 verschiedenen Elektroden ausgestattet, wird eingesetzt zur Anregung des Stoffwechsels, zur Förderung der Hautdurchblutung, um Bakterien zu töten und damit die Wirkstoffe besser dringen.*

**F-314A**

**PAKKAUKSEN KOKO**  
37x27,5x14 cm (1 kpl)  
85x38,5x32 cm (6 kpl)

